

Analyst Freedom

アナリストフリーダム
Dairy Management Monitor

for Tie Stall



70560(New)

Analyst Compact
(Electric Motor)



70060

Analyst
Vacuum Cylinder



70061

Analyst
Electric Motor

ミルクメーターとしての機能の他に、自動離脱装置を兼ね備えた多機能モデルです。

パルセーター搭載型もありそれぞれの用途にあった機種を選べます。

バックライト付ディスプレイは従来の画面よりサイズが大きくなり見易くなりました。



表示・機能

乳量
乳温
体細胞警告
平均流量
搾乳時間
自動離脱装置
流量グラフ

仕様

寸法
ケース 114×165×51 mm
フローセル 76.2×63.5 mm
重量
454g(本体のみ)
電源
16~30VDC または 12~24VAC
20W以上

60頭分の搾乳データを記録する事が可能で、牛の状態管理、経営の方向付けとなる数多くの有益な情報をもたらします。

体細胞、乳温警告ランプにより病気や発情の可能性のある牛を発見し、ランプを点滅させ知らせます。

for Parlor




パーラー用は様々なメーカーに対応しておりますので、既存のパーラーをアップデート可能です。

東邦貿易株式会社

本社 東京都目黒区中根2-13-10
tel 03-3723-7181 fax 03-3724-1412
営業所 北海道帯広市北17条2-37-9
tel 0155-34-3126 fax 0155-35-2916
URL <http://www.tohoboeki.com>
e-mail info@tohoboeki.com

ディスプレイスクリーン



・ 最高乳量、平均乳量

生産能率の良い牛かどうか参考となり、対処法の検討に役立ちます。

・ 乳温

普段より乳温が上昇した場合、アラームにより警告します。
その為、病気に掛かる前にどの牛か特定し、対処する事が可能です。
また、発情を迎えた牛の発見にも役立ちます。

・ 体細胞状態表示

設定した体細胞値より高い牛を搾乳した場合、ディスプレイ表示とアラームにより警告します。
体細胞値をチェックすることにより健康な乳房を管理し、乳房炎の予防や早期発見が可能となります。

・ 流量グラフ

流量を曲線で表示し、搾乳後半にミルクの流れが減少するとグラフの線も下がり離脱の目安になります。
離脱のタイミングも変更が可能なので、過搾乳の防止にも役立ちます。

Option (別売り)



Fast Connect Stall Cock



Fast Connect Glid



アナリストフリーダムはパルセーター内蔵型ですので、
ミルク、真空、電力を一度に接続する「ファストコネクト」を
合わせて使用して頂く事により、作業効率を向上する事ができます。

軽量で丈夫な高密度ナイロン複合物なので、気密性が高くエアリー漏れを防ぎます。
ミルクラインの対応サイズは2"、2-1/2"です。