

Analyst Espresso

Dairy Management Monitor

for Tie Stall



72560 タイストールパッケージ

ミルクメーターとしての機能の他に、自動離脱装置を兼ね備えた多機能モデルです。

パルセーター搭載型もありそれぞれの用途にあった機種を選べます。

バックライト付ディスプレイは従来の画面よりサイズが大きくなり見易くなりました。



表示・機能

乳量
乳温
体細胞警告
平均流量
搾乳時間
自動離脱装置
流量グラフ


仕様

寸法
ケース 114×165×51 mm
フローセル 76.2×63.5 mm
重量
454g(本体のみ)
電源
24VDC
36W以上

60頭分の搾乳データを記録する事が可能で、牛の状態管理、経営の方向付けとなる数多くの有益な情報をもたらします。

体細胞、乳温警告ランプにより病気や発情の可能性のある牛を発見し、ランプを点滅させ知らせます。

for Parlor



72450 スイングアームパッケージ



72400 パーラーパッケージ

パーラー用は様々なメーカーに対応しておりますので、既存のパーラーをアップデート可能です。



東邦貿易株式会社

本社 東京都目黒区中根2-13-10
tel 03-3723-7181 fax 03-3724-1412
営業所 北海道帯広市北17条2-37-9
tel 0155-34-3126 fax 0155-35-2916
URL <http://www.tohoboeki.com>
e-mail info@tohoboeki.com


ディスプレイスクリーン

シグナルサイン 6種類

A or M = 自動(Auto) 手動(Manual)
 F = パルセーター出力フロント
 R = パルセーター出力リア
 1~26 = グループ番号(牛群NO)
 S = シャットオフ出力
 C = シリンダーまたは、モーター出力

体細胞状態(伝導率)

- 0 = 正常
- 1 = やや高い
- 2 = 高い
- 3 = 非常に高い



搾乳時間

乳量

平均乳量

最高乳量

乳温

IDナンバー

・ 最高乳量、平均乳量

生産能率の良い牛かどうか参考となり、対処法の検討に役立ちます。

・ 乳温

普段より乳温が上昇した場合、アラームにより警告します。
 その為、病気に掛かる前にとどの牛か特定し、対処する事が可能です。
 また、発情を迎えた牛の発見にも役立ちます。

・ 体細胞状態表示

設定した体細胞値より高い牛を搾乳した場合、ディスプレイ表示とアラームにより警告します。
 体細胞値をチェックすることにより健康な乳房を管理し、乳房炎の予防や早期発見が可能となります。

・ 流量グラフ

流量を曲線で表示し、搾乳後半にミルクの流れが減少するとグラフの線も下がり離脱の目安になります。
 離脱のタイミングも変更が可能な為、過搾乳の防止にも役立ちます。

Option (別売り)

別売りのWi-Fiモジュールを基盤に取付、トラッカーエア(別売り)を設置する事により、ワイヤレス送信で搾乳データを保存する事が可能です。



データ送信



TrackerAIR

お使いのPCで受信

- 記録データ
- ・IDナンバー
 - ・搾乳日時
 - ・最高乳温
 - ・高体細胞(伝導率)
 - ・搾乳時間
 - ・総乳量
 - ・時間別流量

Espresso's

Wi-Fi Module